

INHALTE



URETERSCHIENEN
Kapitel 1



NEPHROSTOMIE
Kapitel 2



SUPRAPUBISCHE
BLASENDRAINAGE
Kapitel 3



ZUBEHÖR
Kapitel 4



URETERKATHETER
Kapitel 5



BALLONKATHETER
Kapitel 6



STEINFANGKÖRBCHEN
Kapitel 7



URODYNAMIK
Kapitel 8



INKONTINENZ-CHIRURGIE
Kapitel 9



SPEZIALPRODUKTE
Kapitel 10



PFLEGEPRODUKTE
Kapitel 11




KINDERUROLOGIE
Kapitel 12

SUPRAPUBISCHE
BLASENDRAINAGE



SUPRA-FIX Punktions- und Wechsel-Set Mit Pigtail, mit Trichter

SET-KOMPONENTEN



Pigtailkatheter

- ♦ Polyurethan (PUR)
- ♦ Flexibler Pigtail verhindert Irritation
- ♦ Trichter zum Anschluss eines Urinbeutels
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung



Spaltkanüle

- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ Einfaches und sicheres Aufbrechen

Führungsdraht (nur im Wechsel-Set)

- ♦ PTFE-beschichtet

SUPRA-FIX Punktions- und Wechsel-Set

Mit Pigtail, mit Trichter

Punktions-Set / Einzelkatheter					
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer nur Pigtailkatheter	Bestellnummer Punktions-Set	Spaltkanüle Größe Ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)
8.5	65	SU-130865	SU-101040	3.6	12
10	65	SU-131065	SU-101046	4.6	12
12	65	SU-131265	SU-101240	5.6	12

Wechsel-Set						
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer Wechsel-Set	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
8.5	65	SU-131040	100	0.038"	gerade	standard
10	65	SU-131046	100	0.038"	gerade	standard
12	65	SU-131240	100	0.038"	gerade	standard

SUPRA-FIX TUR TUR-Punktions-Set Mit Pigtail, mit Trichter

SET-KOMPONENTEN



Pigtailkatheter

- ◆ Polyurethan (PUR)
- ◆ Offene oder geschlossene Spitze
- ◆ Optimal zur Drainage und Spülung während einer TUR
- ◆ Flexibler Pigtail verhindert Irritationen
- ◆ Hervorragende Urinableitung durch Drainageöffnungen im Pigtail
- ◆ Trichter zum direkten Anschluss eines Urinbeutels
- ◆ Markierungen zur exakten Positionierung



Spaltkanüle

- ◆ Medizinischer Edelstahl
- ◆ Einfaches und sicheres Aufbrechen

SUPRA-FIX TUR TUR-Punktions-Set

Mit Pigtail, mit Trichter

Offene Spitze


Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer	Spaltkanüle Größe Ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)
14	65	SU-121640	5.6	12

Geschlossene Spitze

Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Bestellnummer	Spaltkanüle Größe Ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)
14	65	SU-121540	5.6	12

SUPRA-FIX BK Punktions-, Wechsel- und Dilatations-Wechsel-Set 100% Silikon, mit Pigtail, mit integriertem Ballon

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- ♦ Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ♦ Flexibler Pigtail verhindert Irritation
- ♦ Markierungen zur exakten Positionierung



Spaltkanüle

- ♦ Medizinischer Edelstahl
- ♦ Einfaches und sicheres Aufbrechen

Führungsdraht (nur im Wechsel-Set)

- ♦ PTFE-beschichtet

SUPRA-FIX BK Punktions-, Wechsel- und Dilatations-Wechsel-Set

100% Silikon, mit Pigtail, mit integriertem Ballon


Punktions-Set / Einzelkatheter						
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer nur Ballonkatheter	Bestellnummer Punktions-Set	Spaltkanüle Größe Ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)
12	40	05	SU-251205	SU-121240	5.6	12
14	40	05	SU-251405	SU-121440	5.6	12
16	40	10	SU-251605			
18	40	10	SU-251805			

Wechsel-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer Wechsel-Set	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
12	40	05	SU-124540	100	0.038"	gerade	standard
14	40	05	SU-124640	100	0.038"	gerade	standard
16	40	10	SU-124740	100	0.038"	gerade	standard
18	40	10	SU-124840	100	0.038"	gerade	standard

Dilatations-Wechsel-Set								
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer Dilatations-Wechsel-Set	Dilatator (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
12	40	05	SU-124541	14	100	0.038"	gerade	standard
14	40	05	SU-124641	16	100	0.038"	gerade	standard
16	40	10	SU-124741	18	100	0.038"	gerade	standard


SUPRA-FIX-INTEGRALE Punktions-, Wechsel- und Dilatations-Wechsel-Set 100% Silikon, mit integriertem Ballon

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- ☀ Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ☀ Markierungen zur exakten Positionierung



Spaltkanüle

- ☀ Medizinischer Edelstahl
- ☀ Einfaches und sicheres Aufbrechen

Führungsdraht (nur im Wechsel-Set)

- ☀ PTFE-beschichtet

SUPRA-FIX-INTEGRALE Punktions-, Wechsel- und Dilatations-Wechsel-Set 100% Silikon, mit integriertem Ballon

Punktions-Set / Einzelkatheter						
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer nur Ballonkatheter	Bestellnummer Punktions-Set	Spaltkanüle Größe Ø (mm)	Spaltkanüle Länge (cm)
08	30	1.5	SU-270825	SU-110826	3.6	08
10	30	3.0	SU-271025	SU-111026	4.6	08
10	40	3.0	SU-271005	SU-111030	4.6	12
12	30	5.0	SU-271225	SU-111226	4.6	08
12	40	5.0	SU-271205	SU-111230	4.6	12
14	30	5.0	SU-271425			
14	40	5.0	SU-271405	SU-111430	5.6	12
16	30	5-10	SU-271625			
16	40	5-10	SU-271605			
18	30	5-10	SU-271825			
18	40	5-10	SU-271805			
20	30	5-10	SU-272025			
20	40	5-10	SU-272005			
22	30	5-10	SU-272225			
22	40	5-10	SU-272205			
24	40	5-10	SU-272405			


Wechsel-Set							
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer Wechsel-Set	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
08	30	1.5	SU-140826	100	0.025"	gerade	standard
10	30	3.0	SU-141026	100	0.032"	gerade	standard
10	40	3.0	SU-141030	100	0.032"	gerade	standard
12	30	5.0	SU-141226	100	0.032"	gerade	standard
12	40	5.0	SU-141230	100	0.032"	gerade	standard
14	30	5.0	SU-141426	100	0.038"	gerade	standard
14	40	5.0	SU-141430	100	0.038"	gerade	standard
16	30	5-10	SU-141626	100	0.038"	gerade	standard
16	40	5-10	SU-141630	100	0.038"	gerade	standard
18	30	5-10	SU-141826	100	0.038"	gerade	standard
18	40	5-10	SU-141830	100	0.038"	gerade	standard
20	40	5-10	SU-142030	100	0.038"	gerade	standard

Dilatations-Wechsel-Set								
Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer Dilatations-Wechsel-Set	Dilatator (FR/CH)	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
10	40	3.0	SU-141031	12	100	0.032"	gerade	standard
12	40	5.0	SU-141231	14	100	0.032"	gerade	standard
14	40	5.0	SU-141431	16	100	0.038"	gerade	standard
16	40	5-10	SU-141631	18	100	0.038"	gerade	standard

SUPRA-FIX SOFT Wechsel-Set

Latex, mit Silikonelastomer-Beschichtung, mit aufgeklebtem Ballon

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- ♦ Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- ♦ Hohe Ballonelastizität
- ♦ Keine Diffusion der Flüssigkeit aus dem Ballon – kein Nachfüllen des Ballons während der Liegezeit notwendig



Führungsdraht (nur im Wechsel-Set)

- ♦ PTFE-beschichtet


Wechsel-Set / Einzelkatheter

Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer Ballonkatheter	Bestellnummer Wechsel-Set	Drahtlänge (cm)	Drahtdurchmesser	Drahtspitze	Draht-Härtegrad
14	41	10	SU-291405	SU-161440	100	0.038"	gerade	standard
16	41	10	SU-291605	SU-161640	100	0.038"	gerade	standard
18	41	10	SU-291805	SU-161840	100	0.038"	gerade	standard
20	41	10	SU-292005					
22	41	10	SU-292205					

SUPRA-FIX Suprapubischer Ballonkatheter

100% Silikon, mit Hohlmandrin, mit integriertem Ballon

SET-KOMPONENTEN



Ballonkatheter

- Silikon für optimale Gewebeverträglichkeit
- Verstärkte Spitze
- Markierungen zur exakten Positionierung



Hohlmandrin

- Zum Stabilisieren des Ballonkatheters

Größe (FR/CH)	Länge (cm)	Ballon (ml)	Bestellnummer	Hohlmandrin Max. Drahtdurchmesser
14	40	5	SU-241405	0.035"
16	40	10	SU-241605	0.035"
18	40	10	SU-241805	0.035"